


Диагностическая панель	Показатель	Сертификация	Тип образца
Воспаление	PCT	CE IVDR, NMPA	ЦК/С/П (цельная кровь/сыворотка/плазма)
Кардиология	NT-proBNP	CE IVDR, NMPA	ЦК/С/П
	Н-FABP	CE, NMPA	ЦК/С/П
Ревматоидный артрит	Анти-ЦЦП (Anti-CCP)	CE IVDR, NMPA	С/П (сыворотка/плазма)
Репродуктивная панель	fFN	CE, NMPA	Вагинальные выделения
	ХГЧ (HCG) при беременности	CE	Моча
Дыхательная система	Антигены гриппа А/В	CE	Мазок
	Антиген COVID-19 и гриппа А/В	CE	Мазок
	Антиген стрептококка А	CE	Мазок
	Антиген Mycoplasma Pneumoniae	CE	Мазок
	Антиген аденовируса*	/	Мазок
	Антиген респираторно-синцитиального вируса*	/	Мазок
Вирус оспы обезьян	Антиген вируса оспы обезьян	CE	ЦК/С/П/Мазок (цельная кровь/сыворотка/плазма/мазок)
Трансмиссивные инфекции	Антитела к ВИЧ 1/2	/	ЦК/С/П
	Экспресс-тест на ВИЧ (1&2) в оральном транссудате*	/	Слюна
	Антитела к ВИЧ (Моча)	/	Моча
	АТ/АГ ВИЧ (4 поколения)	/	ЦК/С/П
	Экспресс-тест на антитела к ВГС	/	ЦК/С/П
	Экспресс-тест на HBsAg	/	ЦК/С/П
STD (ИППП)	Экспресс-тест на сифилис	/	ЦК/С/П
Инфекционные заболевания	Малярия Pf/Pv	/	ЦК
	Антиген NS1 вируса денге	CE	ЦК/С/П
	Денге IgM/IgG*	CE	ЦК/С/П
	Комбинированный тест на NS1 антиген и антитела денге*	CE	ЦК/С/П
	Чикунгунья IgG/IgM	/	ЦК/С/П
	Антиген NS1 вируса Зика*	CE	ЦК/С/П
Гастроэнтерология	Антиген H. Pylori	CE	Кал
	Антиген ротавируса	CE	Кал
DOA (Скрининг наркотиков)	Тест на тетрагидроканнабинол в слюне	CE	Слюна
	Одноэтапный скрининговый тест на несколько видов наркотиков*	CE	Моча
COVID-19	Антиген коронавируса (2019-nCoV)	NMPA	Мазок

Удобная процедура


*: Пожалуйста, обратитесь к IFU для получения подробной информации об операциях.




Инкубация



Положительный



Отрицательный



Недействительный

*Вскоре